

# Dispositivos para Rehabilitación Pulmonar Provox<sup>®</sup>, Filtros HME y Apósitos adhesivos para filtros laringectomía

Hospital:	_____
Población:	_____
Nombre:	_____
Apellido:	_____
Dirección:	_____
Teléfono:	_____

CN	REF	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	
<b>Provox<sup>®</sup> HME Cassette (Humidificadores)</b>				
400048	7240ES	Provox HME Cassette Normal	20 unidades	
<i>Para su uso durante todo el día en condiciones normales.</i>				
400049	7241ES	Provox HME Cassette HiFlow	20 unidades	
<i>Para su uso en el periodo inicial y/o para realizar actividad física.</i>				
<b>Provox<sup>®</sup> Adhesives (Adhesivos Provox)</b>				
400054	7254ES	Provox Adhesive FlexiDerm Oval	20 unidades	
400053	7253ES	Provox Adhesive FlexiDerm Round	20 unidades	
<i>Flexible, muy adhesivo y suave, especialmente indicado para estomas profundos o irregulares.</i>				
400052	7252ES	Provox Adhesive Regular Oval	20 unidades	
400050	7251ES	Provox Adhesive Regular Round	20 unidades	
<i>Transparente y menos flexible. Dispositivos alternativos como soporte del estoma.</i>				
<b>Provox<sup>®</sup> LaryTube (Cánulas)</b>				
		Provox LaryTube Standard	1 unidad	
<i>Cánula Laringectomía de silicona.</i>				
		Provox LaryTube Fenestrated (Fenestrada)	1 unidad	
<i>Cánula Laringectomía de silicona con fenestraciones para utilizar en combinación con prótesis de voz.</i>				
<b>Accesorios para el Stoma</b>				
		Provox LaryButton	1 unidad	
<i>Cánula traqueal de silicona corta y autoajutable. Varias medidas, consultar catálogo.</i>				
	7669	Provox LaryClip	1 unidad	
<i>Sistema de dos piezas para optimizar el cierre estanco del LaryTube o del LaryButton.</i>				